



## CERTIFICAZIONI

Gli occhiali da sole rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Europea 89/686/CEE e successive revisioni e sono conformi allo standard EN ISO 12312-1:2013.

### OCCHIALI DA SOLE:

**CARATTERISTICHE TECNICHE:** Occhiale ad uso generale realizzato per ridurre l'abbagliamento della luce diurna in tutte le normali condizioni d'uso, compresa la guida di veicoli.

**CAMPO D'IMPIEGO:** Gli occhiali da sole e/o i filtri protettivi proteggono gli occhi dagli effetti dannosi e sgradevoli dei raggi del sole.

### CLASSE DI PROTEZIONE: UV

Qui di seguito ti spieghiamo il significato della categoria di protezione delle lenti solari in base all'attuale normativa CEE. La categoria delle lenti solari che utilizziamo è sempre indicata all'interno di una delle due aste dell'occhiale.

### CERTIFICAZIONI

**Occhiali da sole:**Le lenti da sole non sono adatte alle seguenti situazioni: traffico stradale con scarsa visibilità (tramonto, gallerie, notte, ecc.), protezione contro i raggi UV provenienti da fonti luminose artificiali e osservazione diretta del sole.

**PROTEZIONE MECCANICA:** Adatto a condizioni d'uso normali dove non si prevedono sollecitazioni eccessive.

**AVVERTENZE:** Non idonei all'osservazione diretta del sole e alla protezione contro fonti artificiali di calore (per esempio solarium). Non per uso protettivo contro rischi di impatti meccanici. Non idonei all'uso notturno in condizioni di ridotta luminosità.

**CONSERVAZIONE:** Gli occhiali da sole vanno conservati ad una temperatura compresa tra i -10°C e +35°C nella propria custodia. Evitare l'esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotto dell'auto) perché le temperature che si raggiungono in queste condizioni possono danneggiare la funzionalità dell'occhiale. In caso di usura (es. graffi, opacità) dei filtri solari si consiglia di sostituirli (con ricambi originali). Non sono previsti ricambi originali. Sostituire dopo 5 anni di normale utilizzo.

**PULIZIA:** Utilizzare un panno umido e un normale detergente neutro e asciugare con un panno morbido pulito. Evitare l'impiego di solventi (es. alcool)

Gli occhiali premontati sono conformi alla normativa en 14139:2010 e al decreto ministeriale 26/11/2004. N° del dispositivo medico attribuito dal ministero della salute: 360633.

*La Bella Vita*